

二苯胍说明书

中文名称：二苯胍

英文名称：DPG ；

其他名称：橡胶促进剂 D；促进剂 DPG； 1,3-二苯胍； 对称二苯胍；
N,N-二苯胍； 二聚丙二醇； N,N' -二苯基胍

CAS 号：102-06-7

C₁₃H₁₃N₃=211.26

级别：分析标准品

含量: $\geq 98.0\%$ (HPLC)

性状(以下信息仅供参考): 白色结晶。微有气味。味苦。加热至 170℃时分解。易溶于稀无机酸, 溶于乙醇、氯仿、热苯和热甲苯, 微溶于水。水溶液呈强碱性。相对密度 1.13。熔点 150℃。

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下信息仅供参考)标定酸的基准物。橡胶硫化促进剂。石油分离萃取剂

保存: RT