

二甲基砒说明书

中文名称：二甲基砒

英文名称：MSM ; Dimethyl sulfone; Methyl sulfone ; Methyl sulfonyl methane

其他名称：二甲砒；甲基磺酰甲烷；磺酰基二甲烷；甲磺酰甲烷；
甲基磺酰基甲烷

CAS 号：67-71-0

$C_2H_6O_2S=94.13$

级别：AR

含量：≥99.0%(GC)

水溶性试验：合格

常规粒径：20～80 目

熔点：108～112℃

性状(以下信息仅供参考)：白色针状结晶或粉末。易溶于水、乙醇、苯、甲醇和丙酮，微溶于醚和氯仿。有奇臭。水中溶解度:150 g/l (20 C)。密度：1.1702；沸点：238℃；折射率：1.4226；闪点：143℃

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用作气相色谱固定液（最高使用温度 30℃，溶剂为丙酮）和分析试剂

保存：RT