

## 氟化钕说明书

中文名称：氟化钕

英文名称：Neodymium trifluoride; Neodymium(III) fluoride

其他名称：无水氟化钕(III); 三氟化钕

CAS 号：13709-42-7

NdF3=201.24

级别：AR

**纯度:**  $\geq 99.0\%$  metals basis

**性状(以下信息仅供参考):** 粉红色粉末。不溶于水。熔点  $1410^{\circ}\text{C}$ 。

沸点  $2300^{\circ}\text{C}$ 。对眼睛、呼吸系统、皮肤有刺激性

**用途:** 本品仅供科研，不得用于其他用途。(以下用途仅供参考)电影弧光碳棒、探照灯碳棒等的发光材料。钢铁添加剂

**保存:** RT