

# N-(3-辛酰基)-L-高丝氨酸内酯说明书

中文名称：N-(3-辛酰基)-L-高丝氨酸内酯

英文名称：3-oxo-C8-HSL； N-(3-Oxo-octanoyl)-L-homoserine lactone

CAS 号：147795-39-9

$C_{12}H_{19}NO_4=241.28$

级别：BR

含量：  $\geq 98\%$

性状(以下信息仅供参考)： 白色粉末，溶于 chloroform: 50 mg/mL

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存：  $-20^{\circ}\text{C}$