

吐温 85 说明书

中文名称：吐温 85

英文名称：Tween 85; Polysorbate 85; Polyethylene glycol sorbitan trioleate; Polyoxyethylene sorbitan trioleate

其他名称：吐混 85; 聚氧乙烯山梨糖醇酐三油酸酯; 聚乙氧基三油酸清凉茶醇; 聚氧乙烯失水山梨醇三油酸酯; 乳化剂 T85

CAS 号：9005-70-3

分子式： $C_{60}H_{108}O_8 \cdot (C_2H_4O)_n$

级别：CP

Specific gravity : 1.0300~1.0360

Saponification: 83.0~105.0

性状(以下信息仅供参考): 琥珀色油状液体(可能形成凝胶状)。

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存: RT