

吐温 65 说明书

中文名称：吐温 65

英文名称：Tween 65； Polysorbate 65

其他名称：吐混 65； 聚氧乙烯山梨糖醇酐三硬脂酸酯； 聚氧乙烯失水山梨醇三硬脂酸酯； 聚乙氧基三硬脂酸清凉茶醇； 脱水山梨醇三硬脂酸酯聚氧乙烯醚； T-65 乳化剂； 聚山梨醇酯-65

CAS 号：9005-71-4

级别：BR

Flash Point(F): 300 ° F

Flash Point(C): 149℃

性状(以下信息仅供参考): 浅黄色油状液体或褐色蜡状固体。溶于异丙醇、乙醇、植物油和矿物油。相对密度约 1.05。熔点 27~31℃。亲水亲油值 HLB 10.5。闪点 >149℃。皂化值 88~98。酸值 ≤ 2。羟值 44~60

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存: RT