

曲拉通 x-100 说明书

中文名称：曲拉通 x-100

英文名称：Triton x-100； Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether；
tert-Octylphenoxy poly(oxyethylene)ethanol； Octoxinol

其他名称：辛基苯基聚氧乙烯醚；聚乙二醇对异辛基苯基醚；异辛基苯基聚氧乙烯醚；乳化剂 OP-10；聚氧乙烯单-4-辛基苯基醚；聚乙二醇单辛基苯基醚；聚乙二醇辛基苯基醚；乳化剂 TX-10；OP 乳化剂

CAS 号：9002-93-1

C34H62O11=647

级别: 试剂级

Purity: $\geq 98\%$

Residue on ignition: $\leq 0.1\%$

pH (5%, Water) @25C: 6.0~8.0

RNase, DNase & Protease: non-detected

性状(以下信息仅供参考): 无色或几乎无色透明粘稠液体。能溶于水、甲苯、二甲苯和乙醇，不溶于石油醚。

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)气相色谱固定液（最高使用温度 190℃,溶剂为丙酮、氯仿、二氯甲烷、



甲醇) 分离分析烃类化合物、含氧化合物(醇、酯、酮)、碱性和中性含氮化合物、硫醇。

保存: RT