

硅烷偶联剂 KH570 说明书

中文名称：硅烷偶联剂 KH570

英文名称：MEMO； 3-(Trimethoxysilyl)propyl methacrylate；

其他名称：3-(异丁烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷； 3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷； 3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基-2-甲基-2-丙烯酸酯； γ -(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷； γ -甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷； 3-(三甲氧基硅烷)丙基丙烯酸酯

CAS 号： 2530-85-0

C₁₀H₂₀O₅Si=248.35

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$

折光率：1.43

密度：1.04

性状(以下信息仅供参考)：无色透明液体，易溶于多种溶剂，水解固化后形成不溶的聚硅氧烷。沸点：190℃；闪点：92℃

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存：RT