

肝素锂说明书

中文名称：肝素锂

英文名称：Heparin lithium; Heparin lithium salt

CAS 号：9045-22-1

分子量：6000~15000

级别：BR

效价： $\geq 150\text{IU/mg}$

比旋光度： $\geq +35^{\circ}$

PH：5.5~7.5

干燥失重： $\leq 8.0\%$

性状(以下信息仅供参考)：白色或类白色无定形粉末。几乎无臭、无味。为一种天然多糖，取自猪或牛肠粘液或牛肺。有吸湿性。易溶于水，溶于盐水溶液，几乎不溶于乙醇、乙醚、丙酮、氯仿和苯。

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)防止凝血酶原转变成凝血酶

保存：2~8℃，避光