

## γ-球蛋白（牛）说明书

中文名称：γ-球蛋白（牛）

英文名称：γ-Globulins from bovine blood；Bovine γ-Globulin

其他名称：牛丙种球蛋白；普通丙种球蛋白

CAS 号：9007-83-4

分子量：150~160KDa

级别：BR

含量 (CAF) : 96~100%

水分:  $\leq 5.0\%$

**性状(以下信息仅供参考):** 白色或类白色粉末, 溶于盐水和标准缓冲液。属于中性蛋白, 分子是球形分子。根据在中性或碱性条件下, 向阳极的最低电泳迁移性(electrophoretic mobility)来区分的一类血清球蛋白。对血清进行琼脂电泳时, 由于电渗(electroendosmosis)的影响, 丙种球蛋白可以向阳极迁移

**用途:** 本品仅供科研, 不得用于其它用途

**保存:**  $-20^{\circ}\text{C}$