

粘蛋白说明书

中文名称：粘蛋白

英文名称：Mucin from bovine submaxillary glands

CAS 号：84195-52-8

级别：BR

提取来源：牛颌下腺

性状(以下信息仅供参考)：白色或黄褐色粉末或片状。粘蛋白中糖链

占全分子量的 50%以上，有时可达 80%。单聚糖以 O-糖苷键结合在核蛋白的侧链，并以共价键互相结合，形成分子量数百万的巨大分子。分子内含有大量的水分，形成胶体，覆盖在粘膜表面。

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)神经氨酸酶底物

保存：2~8° C