

蛋白保护剂 TY 说明书

中文名称：蛋白保护剂 TY

英文名称：Protein protectant TY

级别：BR

蛋白含量：>92.0%

pH(25°C,2%) : 7.0~7.5

NaCl: ≤0.5%

Amino acid: $\geq 3.5\%$

建议使用量: 1.0~3.5%

性状(以下信息仅供参考): 白色或淡黄色粉末

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)Elisa包被封闭稳定及蛋白保护剂，可降低本底提高稳定作用；特别推荐HIV、HCV、HTLV、sAg等项目，可单独或与BSA联用，建议减低BSA用量

保存: 2~8℃