

## 蛋白保护剂 AEP-HBC 说明书

中文名称：蛋白保护剂 AEP-HBC

英文名称：Protein protectant AEP-HBC

级别：BR

纯度：>99.0%

建议使用量：0.8～3.5%

比旋光度：+128～+145°

**MS:** 5~6

**水分:** <3.5%

**氯化物:**  $\leq 0.02\%$

**重金属(as Pb):**  $\leq 0.0005\%$

**pH (H<sub>2</sub>O, 20°C):** 5.0~8.0

**性状(以下信息仅供参考):** 白色或淡黄色粉末

**用途:** 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)酶保护剂，抗沉淀、增溶、促效，适合酶及蛋白液体体系；建议用 HPD 代替效果更佳

保存：RT