

## 复合蛋白保护剂 DSP50 说明书

中文名称：复合蛋白保护剂 DSP50

英文名称：Protein protectant DSP50

级别：BR

建议使用量：1~5%

性状(以下信息仅供参考)：白色或淡黄色粉末

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)广谱



酶稳定剂；主要用于液体和冻干酶的稳定，尤其适用于脲酶、尿酸氧化酶、甘油磷酸氧化酶的液体和冻干酶等稳定。与 HPD 联合使用效果更佳

保存：RT