

复合蛋白保护剂 HPD 说明书

中文名称：复合蛋白保护剂 HPD

英文名称：Protein protectant HPD

级别：BR

建议使用量：1~5ml/100ml

性状(以下信息仅供参考)：液体

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)广谱

酶、蛋白及抗体类保护剂，可用于疫苗、诊断试剂等。主要用于液体类的稳定，尤其适用于各种氧化酶（甘油磷酸氧化酶、胆固醇氧化酶、过氧化物酶、肌氨酸氧化酶、尿酸氧化酶、维生素 C 氧化酶等）、血清蛋白成分或酶、胆固醇酯酶、肌酸亚氨基水解酶、肌酐氨基水解酶果糖脱氢酶、磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶、脱氢酶、嘌呤酶等的稳定。与 AFD 联合使用效果更佳

保存：RT，避光