

γ -球蛋白（牛） ml22039 说明书

中文名称： γ -球蛋白（牛）

英文名称： γ -Globulins from bovine blood; Bovine γ -Globulin

其他名称：牛丙种球蛋白；普通丙种球蛋白

CAS 号：9007-83-4

分子量：150~160KDa

级别：BR

含量（CAF）：96~100%

水分：≤5.0%

性状(以下信息仅供参考): 白色或类白色粉末，溶于盐水和标准缓冲液。属于中性蛋白，分子是球形分子。根据在中性或碱性条件下，向阳极的最低电泳迁移性(electrophoretic mobility)来区分的一类血清球蛋白。对血清进行琼脂电泳时，由于电渗(electroendosmosis)的影响，丙种球蛋白可以向阳极迁移

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存: -20℃