

透明质酸 ml22046 说明书

中文名称：透明质酸

英文名称：Hyaluronic acid

其他名称：玻璃酸；玻璃糖醛酸

CAS 号：9004-61-9

分子量： $\geq 120W$

级别：BR

透明质酸含量： $\geq 95.0\%$

干燥失重： $\leq 10.0\%$

重金属： $\leq 10\text{ppm}$

性状(以下信息仅供参考): 白色粉末或颗粒，无臭，有引湿性，在水中溶胀成澄清的溶液。

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存: $2\sim 8^{\circ}\text{C}$