

马脾铁蛋白 ml22051 说明书

中文名称：马脾铁蛋白

英文名称：Ferritin from horse spleen ; HSF

其他名称：铁蛋白（马脾）；铁朊

CAS 号：9007-73-2

分子量：H subunit mol wt ~21 kDa； L subunit mol wt ~19 kDa

级别：BR

铁蛋白：~5% (水溶液)

产品描述： A shell of 24 protein subunits (apoferritin) and a core of Fe³⁺ ions with a peptide MW of 440 kDa

性状(以下信息仅供参考)： 清澈淡红色或红褐色液体。其外径约 12~14nm，空囊腔径长约 6nm，外壳(即脱铁铁蛋白)由 24 个亚基组成，每个亚基约含 163 个氨基酸残基，每个分子最多可结合 4500 个铁原子

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)可吸收和释放铁

保存： 2~8℃