

漆酶说明书

中文名称：漆酶

英文名称：Laccase; Benzenediol:oxygen oxidoreductase

CAS 号：80498-15-3

级别：Purified

活力： ≥ 10 units/mg

活力定义：PH4.5 左右，一分钟内氧化 $1 \mu\text{mol}$ 愈创木酚所需的酶量



为 1 个酶活单位 (U)

性状(以下信息仅供参考): 淡褐色粉末, 取自米曲霉, 经深层发酵而成, 可溶于水

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途

保存: -20℃