

转铁蛋白 ml22055 说明书

中文名称：转铁蛋白

英文名称：Transferrin human； TF ； TRF

其他名称：铁传递蛋白

CAS 号：11096-37-0

分子量：76-81KDa

级别：BR

含量：≥98%

铁含量：300~600 μg/g

性状(以下信息仅供参考): 桃红色至褐色粉末，一种与金属结合的糖蛋白，每一分子与两个铁原子结合，起铁的传递作用。电泳分类为β₁球蛋白。溶于水：50mg/ml

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)TRF可逆地结合多价离子，包括铁、铜、锌、钴等。

保存：2~8℃