

金属硫蛋白说明书

中文名称：金属硫蛋白

英文名称：Metallothionein; MT

级别：BR

类型：MT-III

MTs 纯度： $\geq 95.0\%$

巯基活性： $\geq 95.0\%$

检测方法：SDS 聚丙烯酰胺电泳；HPLC-DEAE

注意事项：

1.金属硫的蛋白适用 PH 范围为：PH3~8

2.保存温度：4 度大于一年；-20 度 1-3 年；-70 度 3-5 年

3.金属硫蛋白不宜用于强氧化条件下

4.耐热 80 度 3 分钟

性状(以下信息仅供参考)：白色冻干粉

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。



保存: -20℃