

# SDS-PAGE 蛋白质超低分子量多肽说明书

中文名称：SDS-PAGE 蛋白质超低分子量多肽

英文名称：Super low range protein MW marker

其他名称：SDS-PAGE 超低分子量标准品

分子量范围：3400~20100 道尔顿

级别：BR

规格：20 次/160ul/支

成分：

**胰蛋白酶抑制剂：**分子量 20100 道尔顿，40  $\mu$ g

**鸡蛋清溶菌酶：**分子量 14400 道尔顿，40  $\mu$ g

**多肽 ABI-80：**分子量 7600 道尔顿，40  $\mu$ g

**多肽 ABI-81：**分子量 6200 道尔顿，40  $\mu$ g

**多肽 ABI-95：**分子量 3400 道尔顿，40  $\mu$ g

**性状(以下信息仅供参考)：**液体，使用时请严格参照说明书操作



**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用来测定 SDS-PAGE 上多肽和小蛋白的分子量，该品由三种多肽和两种低分子量蛋白质组成

**保存：** -20° C