

小分子量蛋白质标准说明书

中文名称：小分子量蛋白质标准

英文名称：Protein little MW marker

其他名称：小分子 MARK；SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳小分子量标准蛋白质

分子量范围：6200~66200 道尔顿

级别：BR

规格：20 次/600ug/支

成分：

牛血清白蛋白：分子量 66200 道尔顿；50 μ g

兔肌动蛋白：分子量 43000 道尔顿；50 μ g

牛碳酸酐酶：分子量 31000 道尔顿；50 μ g

胰蛋白酶抑制剂：分子量 20100 道尔顿；50 μ g

鸡蛋清溶菌酶：分子量 14400 道尔顿；50 μ g

多肽：分子量 6200 道尔顿；50 μ g



性状(以下信息仅供参考): 白色冻干粉, 使用时请严格参照说明书操作

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)测定蛋白质分子量

保存: -20° C