

# SDS-PAGE 蛋白质次高分子标准说明书

中文名称：SDS-PAGE 蛋白质次高分子标准

英文名称：SDS-PAGE Molecular hight weight markers for proteins

其他名称：次高分子 MARK；SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳次分子量标准蛋白质

分子量范围：43000～200000 道尔顿

规格：10 次/100ug/支

成分:

兔肌球蛋白: 分子量 200000 道尔顿; 20  $\mu$ g

钙调蛋白: 分子量 130000 道尔顿; 20  $\mu$ g

兔磷酸化酶 B: 分子量 97400 道尔顿; 20  $\mu$ g

牛血清白蛋白: 分子量 66200 道尔顿; 20  $\mu$ g

兔肌动蛋白: 分子量 43000 道尔顿; 20  $\mu$ g

性状(以下信息仅供参考): 冻干粉末, 非染色的。使用时请严格参照说明书操作



**用途：**本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)测定  
蛋白质分子量

**保存：** -20° C