

1kb DNA Ladder II 说明书

中文名称：1kb DNA Ladder II

英文名称：1kb DNA Ladder II；DL10000 DNA Ladder

级别：即用型

规格：50 次/250ul/支

分子量范围：1000~10000

参考片段：1000、2000、3000、4000、5000、6000、8000、

10000bp

产品特点：即用型，含 1*loading buffer，可根据实验需要，直接取 5ul 电泳，使用方便，电泳图像清晰

效果：4000bp 条带的浓度为 100ng，其他条带的浓度为 50ng

性状(以下信息仅供参考)：液体。本品由 8 条带状双链 DNA 条带组成，适用于琼脂糖凝胶电泳中 DNA 条带的分析

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)适用于判断酶切产物片段的大小

保存：2~8° C 保存，长期请存放于-20° C