

## DL3000 DNA Marker 说明书

中文名称：DL3000 DNA Marker

英文名称：DL3000 DNA Marker

级别：BR

规格：50 次/300ul/支

分子量范围：100~3000

参考片段：100、250、500、750、1000、1500、2000、2500、

3000bp

**使用方法：** 直接上样电泳

**效果：** 每条带的量为 75ng

**性状(以下信息仅供参考)：** 液体

**用途：** 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用于凝胶电泳中双链线状 DNA 分子量大小的参照

**保存：** 2~8° C 保存，长期请存放于-20° C