

SDS-PAGE 蛋白质次高分子标准 ml22065 说明书

中文名称：SDS-PAGE 蛋白质次高分子标准

英文名称：SDS-PAGE Molecular hight weight markers for proteins

其他名称：次高分子 MARK；SDS-聚丙烯酰胺凝胶电泳次高分子量标准蛋白质

分子量范围：43000～200000 道尔顿

规格：10 次



性状(以下信息仅供参考): 预染的。使用时请严格参照说明书操作

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)测定
蛋白质分子量

保存: -20° C