

# SDS-PAGE 蛋白质超低分子量多肽 ml22066 说明书

中文名称：SDS-PAGE 蛋白质超低分子量多肽

英文名称：Super low range protein MW marker

其他名称：SDS-PAGE 超低分子量标准品

分子量范围：3400~20100 道尔顿

级别：BR



**规格:** 20 次

**性状(以下信息仅供参考):** 预染的, 使用时请严格参照说明书操作

**用途:** 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用来测定 SDS-PAGE 上多肽和小蛋白的分子量, 该品由三种多肽和两种低分子量蛋白质组成

**保存:** -20° C