

## 金属硫蛋白 ml22079 说明书

中文名称: 金属硫蛋白

英文名称: Metallothionein; MT

级别: BR

类型: MT-I

**MTs** 纯度: ≥95.0%

巯基活性: ≥95.0%



检测方法: SDS 聚丙烯酰胺电泳; HPLC-DEAE

## 注意事项:

1. 金属硫的蛋白适用 PH 范围为: PH3~8

2.保存温度: 4度大于一年; -20度 1-3年; -70度 3-5年

3.金属硫蛋白不宜用于强氧化条件下

4.耐热 80 度 3 分钟

性状(以下信息仅供参考): 白色冻干粉

用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。



保存: -20℃