

牛血清白蛋白标准溶液说明书

中文名称：牛血清白蛋白标准溶液

英文名称：BSA； Albumin,bovine standard solution 0.5mg/ml

CAS 号：9048-46-8

分子量：68kD

级别：BR

Concentration: 0.5mg/ml

性状(以下信息仅供参考): 液体。等电点 4.8, 由 581 个氨基酸残基组成, 其中 35 个半胱氨酸组成 17 个二硫键, 在肽链的第 34 位有一自由巯基。白蛋白可与多种阳离子、阴离子和其他小分子物质结合

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)遗传工程和药物研究。蛋白质标准制备。肽酶及其他蛋白质的稳定剂

保存: 2~8℃