

## 人血纤维蛋白原 ml22091 说明书

中文名称：人血纤维蛋白原

英文名称：Fibrinogen from bovine plasma

其他名称：血浆凝固因子

CAS 号：9001-32-5

级别：BR

Protein (Kjeldahl - anhydrous): >70.0%

**Protein Purity (by agarose electrophoresis):**  $\geq$  98.0%

**性状(以下信息仅供参考):** 白色粉末。该品最终是在 20mM 枸橼酸 /100mM 氯化钠的缓冲里生产出来的白色粉末。因此在冻干的产品里含有 2 个微量盐。这些足以帮助溶解

**用途:** 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)可用于链激酶(SK)、尿激酶(UK)、组织血纤溶酶原激活剂(tPA)、单链尿激酶型血纤溶酶原激活剂(SCUPA)等粗略效价(溶圈法)测定。

**保存:** -20℃