

贝他定说明书

中文名称：贝他定

英文名称：Bestatin;

其他名称：乌苯美司；N-[(2S,3R)-3-氨基-2-羟基-4-苯丁酰]-L-亮氨酸；威迪凯；[S-(R*,S*)]-N-(3-氨基-2-羟基-1-氧代-4-苯丁基)-L-亮氨酸；苯丁抑制素

CAS 号：58970-76-6

C16H24N2O4=308.37

级别：Reagent grade

纯度： $\geq 98.0\%$

性状(以下信息仅供参考)： 白色粉末，溶于 MeOH； 比旋光度： -
9.0~-13.0° (c=1 in 1M NaOH)

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下信息仅供参考)氨基
肽酶的抑制剂

保存： -20℃， 保质期 2 年