

3,5-二碘-L-酪氨酸无水物说明书

中文名称：3,5-二碘-L-酪氨酸无水物

英文名称：3,5-Diiodo-L-tyrosine;

其他名称：3,5-二碘酪氨酸； β -(3,5-二碘-4-羟基苯基) α -氨基丙酸；L-(3,5-二碘-4-羟基)- β -苯丙氨酸；L- β -(3,5-二碘-4-羟基苯基)- α -氨基丙酸；L-碘珊氨酸；3,5-二碘酪胺酸；双碘酪氨酸；二碘酪氨酸

CAS 号：66-02-4

C₉H₉I₂N₃O₃=432.98

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$

干燥失重： $\leq 8.0\%$

性状(以下信息仅供参考): 白色或淡黄色结晶粉末，对光敏感。在稀醇中煮沸后结晶溶胀，继续煮沸形成胶状沉淀。溶于强酸和稀碱液，微溶于水、乙醇和有机溶剂。在热水溶液中分解。

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考) 卤代酪氨酸和甲状腺激素氨基转移酶测定用底物

保存：2~8℃，避光