

3, 5-二碘-L-甲腺氨酸说明书

中文名称：3, 5-二碘-L-甲腺氨酸

英文名称：3,5-Diiodo-L-thyronine;

其他名称：3,5-二碘甲腺原氨酸；3,5-二碘甲腺氨酸；3,5-二碘无碘
甲状腺素；O-(4-羟苯基)-3,5-二碘酪氨酸；3,5-二碘甲状腺胺酸；3,5-
二碘-L-甲状腺原氨酸；O-(对羟基苯基)-3,5-二碘-L-酪氨酸；3,5-二碘-
L-甲状腺素

CAS 号：1041-01-6

C15H13I2NO4= 525.08

级别: BR

Purity: $\geq 99.0\%$

Water by karl fischer: $\leq 8\%$

性状(以下信息仅供参考): 白色或类白色至棕灰色粉末。溶解度:

Clear colorless to light yellow solution at 10mg/ml in 4M Ammonium

Hydroxide in Methanol

用途: 本品仅供科研, 不得用于其它用途

保存: -20°C