

## 3,3',5-三碘甲腺原氨酸钠说明书

中文名称：3,3',5-三碘甲腺原氨酸钠

英文名称：T3; Liothyronine sodium; 3,3',5-Triiodo-L-thyronine sodium salt; Sodium (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoate

其他名称：三碘代甲状腺素钠盐；三碘甲腺氨酸钠；三碘甲状氨酸钠；3,3',5-三碘甲状腺氨酸钠盐；3,3',5-三碘-L-甲腺原氨酸钠盐；L-三碘甲状腺氨酸钠；3,3',5-三碘代-L-甲腺原氨酸钠盐；3,3',5'-三碘-L-甲状腺原氨酸钠

CAS 号：55-06-1

C<sub>15</sub>H<sub>11</sub>I<sub>3</sub>NNaO<sub>4</sub>=672.96

级别：BR

含量：≥98.0%

比旋光度：+19~ +23° (C=4.5, 1mol/L HCl:EtOH=2:3)

性状(以下信息仅供参考)：白色或淡褐色或棕色粉末。

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：-20℃