

(L)-2-哌啶甲酸说明书

中文名称：(L)-2-哌啶甲酸

英文名称：L(-)-Pipicolinic acid; (S)-(-)-2-Piperidinecarboxylic acid

其他名称：L(-)-2-哌啶酸；L-高脯氨酸；L-哌啶-2-羧酸；L-哌啶酸；L-哌啶-2-甲酸；(S)-(-)-2-哌啶酸；L-2-哌啶羧酸

CAS 号：3105-95-1

$C_6H_{11}NO_2=129.16$

级别：BR

含量：≥98%

比旋光度：-25.5~-27.5° (c =4 water)

性状(以下信息仅供参考)：白色至类白色结晶粉末，溶于水，溶于稀酸，微溶于无水乙醇、丙酮和氯仿；不溶于醚。存在于种子，麦芽，食用菌，水果等

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：RT