

BOC-L-色氨酸说明书

中文名称：BOC-L-色氨酸

英文名称：BOC-L-Tryptophan;

其他名称：N-叔丁氧羰基-L-色氨酸

CAS 号：13139-14-5

$C_{16}H_{20}N_2O_4 = 304.35$

含量： $\geq 99.0\%$

熔点：~138 ° C

比旋光度：-19~-21° (c=1, DMF)

300MHz 1H: 与标样一致

性状(以下信息仅供参考): 白色结晶或结晶性粉末

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)多肽
合成

保存: RT, 避光