

BOC-L-高苯丙氨酸说明书

中文名称：BOC-L-高苯丙氨酸

英文名称：BOC-L-Homophenylalanine;

其他名称：(S)-2-(叔丁氧羰基氨基)-4-苯基丁酸；叔丁氧羰酰基高苯丙氨酸

CAS 号：100564-78-1

C₁₅H₂₁N₁O₄=279.34



级别：BR

含量：≥98.0%

比旋光度：+6.5±1°（C=2% in ethanol）

性状(以下信息仅供参考)：白色粉末。熔点 75~80℃。

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：RT