

BOC-L-苯丙氨酸说明书

中文名称：BOC-L-苯丙氨酸

英文名称：BOC-L-Phenylalanine;

其他名称：N-叔丁氧羰基-L-苯丙氨酸；N-BOC-L-苯基丙胺酸

CAS 号：13734-34-4

C₁₄H₁₉N₁O₄=265.31

级别：BR

含量： $\geq 99.0\%$

比旋光度： $+25 \pm 1^\circ$ (c = 1% in ethanol)

熔点： $85 \sim 88^\circ\text{C}$

层析： 合格

性状(以下信息仅供参考)： 结晶性粉末

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用于蛋白质及多肽等的合成

保存： RT