

BOC-L-苯丙氨醇说明书

中文名称：BOC-L-苯丙氨醇

英文名称：BOC-L-Phenylalaninol;

其他名称： (S)-(-)-2-叔丁氧羰基氨基-3-苯基-1-丙醇； N-Boc-L-苯丙氨醇； N-BOC-L-氨基丙醇； N-叔丁氧甲酰基-L-苯丙氨醇； N-(叔丁氧羰基)-L-苯丙氨醇

CAS 号： 66605-57-0

C₁₄H₂₁NO₃=251.32

级别：BR

含量： $\geq 99.0\%$

熔点：95～98℃

比旋光度： $-27 \pm 2^\circ$ (C=1 in MeOH)

性状(以下信息仅供参考)：白色细粉末晶体

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：RT