

BOC-L-丝氨酸说明书

中文名称：BOC-L-丝氨酸

英文名称：Boc-L-serine; Boc-Ser-OH; N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine

其他名称：N-叔丁氧羰基-L-丝氨酸

CAS 号：3262-72-4

$C_8H_{15}NO_5=205.21$

级别：BR

含量：≥98.0%

比旋光度：-4~-5° (C=2 in AcOH)

熔点：75~78℃

300MHZ 1H: 与标样一致

性状(以下信息仅供参考): 白色细粉末晶体。溶于乙醇、二氯甲烷；
不溶于脂肪烃

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存: 2~8℃