

CBZ-L-精氨酸说明书

中文名称：CBZ-L-精氨酸

英文名称：Z-Arg-OH；N^α-Z-L-Arginine；N2-Carbobenzyloxy-L-arginine

其他名称：N-苄氧羰基-L-精氨酸

CAS 号：1234-35-1

C₁₄H₂₀N₄O₄=308.33

级别：BR

含量：≥98.5%

比旋光度：-10.0~-12.0° (C=5 in HC1)

性状(以下信息仅供参考)：白色至类白色结晶粉末。熔点：113~115
°C

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：RT