

DL-高苯丙氨酸说明书

中文名称：DL-高苯丙氨酸

英文名称：DL-Homophenylalanine; (±)-2-Amino-4-phenylbutyric acid

其他名称：2-氨基-4-苯基丁酸

CAS 号：1012-05-1

C₁₀H₁₃NO₂=179.22

级别：BR



含量： $\geq 98.0\%$

性状(以下信息仅供参考)： 白色粉末。熔点 $\geq 282^{\circ}\text{C}$ 。

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存： RT