

## DL-高半胱氨酸说明书

中文名称：DL-高半胱氨酸

英文名称：DL-Homocysteine; 2-Amino-4-mercaptobutyric acid

其他名称：DL-2-氨基-4-巯基丁酸；DL-类半胱氨酸；DL-巯基丁氨酸；DL-同型半胱氨酸；同型半胱氨酸；升半胱氨酸；2-氨基-4-巯基丁酸

CAS 号：454-29-5

$C_4H_9NO_2S=135.18$

级别：BR

含量：≥95.0%

性状(以下信息仅供参考)：白色至类白色或浅红色粉末，熔点：  
230～233℃

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：-20℃