

DL-泛酞酸内酯说明书

中文名称：DL-泛酞酸内酯

英文名称：DL-Pantolactone

其他名称：DL- γ -丁内酯；DL- α -羟基- β,β -二甲基- γ -丁内酯；DL-2-羟基-3,3-二甲基-4-丁内酯； β,β -二甲基- Δ -羟基- Γ -丁内酯；DL-泛酞内酯；DL- α -羟基- β,β -二甲基- γ -丁内酯

CAS 号：79-50-5

C₆H₁₀O₃=130.14

级别：BR

含量：≥95%

性状(以下信息仅供参考)：潮解性柱状结晶或固体。熔点 80℃，沸点 130℃（2.4kPa）。易溶于水，溶于醇、醚、苯、氯仿和二硫化碳

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途。

保存：RT