

DL-苯甘氨酸说明书

中文名称：DL-苯甘氨酸

英文名称：DL-Phenylglycinol; DL-2-Phenylglycinol

其他名称：DL-2-苯基甘醇

CAS 号：7568-92-5

$C_8H_{11}NO = 137.18$

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$

性状(以下信息仅供参考)： 白色粉末或固体。熔点： $53\sim 58^{\circ}\text{C}$

用途： 本品仅供科研，不得用于其它用途

保存： RT