

DL-脯氨酸说明书

中文名称：DL-脯氨酸

英文名称：DL-Proline;

其他名称：吡咯啉-2-甲酸

CAS 号：609-36-9

C₅H₉NO₂=115.13

级别：BR

含量: $\geq 99.0\%$

水分: $\leq 0.50\%$

重金属: $\leq 20\text{ppm}$

性状(以下信息仅供参考): 无色针状结晶或结晶粉末，含一个结晶水。熔点为 190°C (无结晶水， 205°C 分解)。具有潮解性。能溶于水和醇，难溶于丙酮和氯仿，不溶于乙醚。

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)用于生化及营养研究、微生物试验、制备培养基

保存: RT，避光