

DL-赖氨酸说明书

中文名称：DL-赖氨酸

英文名称：DL-Lysine; (±)-2,6-Diaminohexanoic acid

其他名称：DL-2,6-二氨基己酸; (±)-2,6-二氨基己酸

CAS 号：70-54-2

$C_6H_{14}N_2O_2=146.19$

含量：≥99.0%

比旋光度：-0.5~+0.5°

层析试验：合格

性状(以下信息仅供参考): 白色或类白色结晶性粉末，有吸湿性。溶于水，微溶于乙醇，不溶于乙醚。熔点 224℃(分解)

用途: 本品仅供科研，不得用于其它用途。(以下用途仅供参考)培养基配制

保存: RT，避光