

## DL-精氨酸说明书

中文名称：DL-精氨酸

英文名称：DL-Arginine; (±)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid

其他名称：DL-蛋白氨基酸；DL-胍基戊氨酸；DL-2-氨基-5-胍基戊酸

CAS 号：7200-25-1

$C_6H_{14}N_4O_2=174.2$

级别：BR

含量：  $\geq 98.0\%$

重金属：  $\leq 10\text{ppm}$

性状(以下信息仅供参考)：白色结晶性粉末。溶于水，稍溶于乙醇，不溶于乙醚。238℃分解。水中最大吸收波长 205nm(log  $\epsilon$  3.28); 熔点：228~233° C

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：RT