

DL-谷氨酰胺说明书

中文名称：DL-谷氨酰胺

英文名称：DL-Glutamine

其他名称：DL-氨羰基丁氨酸；DL-氨酰胺；DL-谷氨酸酰胺

CAS 号：6899-04-3

$C_5H_{10}N_2O_3=146.15$

级别：BR

含量： $\geq 98.0\%$

比旋光度： 0°

干燥失重： $\leq 0.3\%$

重金属： $\leq 10\text{ppm}$

性状(以下信息仅供参考)：白色结晶粉末或白色棱柱体结晶。18℃时，1g 溶于 38.5ml 水，不溶于乙醚。熔点 185-186℃(173-174.5℃)。

用途：本品仅供科研，不得用于其它用途

保存：RT，避光

mlbio 酶联生物
Good elisakit producers